


ENG Portable Oral Irrigator AQUAJET LD-A3 Instruction Manual

POL Irygator jamy ustnej AQUAJET LD-A3 Instrukcja obsługi

HUN Százhányú AQUAJET LD-A3 Használati utasítás

FIGURES / ILUSTRACJE / RAJZOK



ENG			
BEFORE USING THE DEVICE, READ THIS OPERATION MANUAL CAREFULLY AND SAVE IT FOR FUTURE USE. Manual is described with the following terms:			
Warning Requirements, non-compliance with which may lead to injuries or property damage.			
Caution Forbidden actions and device handling methods.			
Note! Mandatory actions and instructions, which should be strictly followed to ensure safe operation.			
MAIN PARTS			
figure №	Name	figure №	Name
1.1	Nozzle (2 pcs, standard LD-SA01 nozzle)	2.5	Power cord plug
1.2	Nozzle disconnect button	3.1	Short tube
1.3	Mode switch	3.2	Short tube filter
1.4	Indicator	3.3	Container
1.5	Tube jack	4.1	Connector jack for long tube
1.6	Power supply jack	4.2	Connector
2.1	Power supply	4.3	Long tube
2.2	Power supply USB-port	4.4	Long tube holder
2.3	USB-plug for power cord	4.5	Long tube filter
2.4	Power cord		

The main body and nozzle are mainly made from ABS, the container is made from PP. The nozzle has passed the biocompatibility test. People who are sensitive to such materials should take care when using the device.

AQUAJET AND ORAL HEALTH

Spaces between the teeth are the places where bacteria accumulates and multiplies. Bacteria lives in the soft dental plaque; and produces the acid which destroys tooth's enamel and leads to gingival mucosa inflammation.

Crowns, prosthetic dentures, and dental appliances are difficult to clean regularly, which also causes the accumulation of pathogenic bacteria between crown edges and the gingival crevice. This leads to dental calculus formation and oral mucosal inflammation.

When it comes to tooth care, most people usually concentrate on the tooth "whiteness" and do not pay attention to healthy gum condition. Meanwhile, if interdental spaces and gingival crevices (areas between the tooth neck and gums) are not cleaned regularly, it leads to gradual growth of dental calculus, gingival inflammation, and persistent foul breath. As the inflammatory process develops, gingival tissues gradually get detach from the tooth, which allows bacteria to penetrate deeply, even reaching the jaw-bones, which is also subject to inflammatory destruction.

Due to bone tissue reduction, gingival decay also starts: visible tooth elongation appears, and the smile looks less aesthetic. Reduction of tooth embracing by the gum and also the weakening of bone tissue support lead to tooth loss.

AQUAJET portable oral irrigator is necessary for treatment and prevention of such diseases. The special nozzle structure allows the water-jet to reach areas inaccessible using a simple toothbrush or dental floss. Powerful pulsating water head washes out food debris and soft dental plaque, preventing the formation of hidden decay cavity, massages gums and the whole oral cavity, promoting the blood supply. This helps to prevent periodontal disease, inflammatory periodontal processes, and tooth decay.

INTENDED USE

AQUAJET Portable oral irrigator is intended for treatment and prevention of periodontal diseases, gingivitis, periodontitis; for medical irrigation and for the massage of the oral cavity, and care for dental appliances (including crowns, implants, prosthetic dentures, occlusion correction devices) and interdental spaces.

AQUAJET usage for oral hygiene cannot substitute the toothbrush completely. Use AQUAJET after meals to wash out food debris and to provide deep gingival massage. Do not forget to clean your teeth with a toothbrush after using AQUAJET. According to the periodontal disease studies, early stages of dental calculus formations are often ignored because of lack of overt signs. Such diseases usually progress to more severe stages. Gingival bleeding after AQUAJET usage is a symptom of periodontal disease. However, prolonged AQUAJET usage leads to the relief of this symptom and allows to restore a healthier gum condition. Consult your dentist if the bleeding continues for more than two weeks.

Potential consumers: all people older than 2 years.

Functional features: using a powerful pulsating water-jet, the device removes food debris from interdental spaces and other difficult areas in the oral cavity, massages gums, improves the blood flow, and prevents gum bleeding. It provides maximum care for prosthetic dentures and crowns, prevents the development of pathogenic bacteria and inflammatory processes in places of prosthetic denture and crown interface with the oral mucosa, which is not achieved by other common means. It prevents the formation of dental calculus, gingivitis, and many other periodontal diseases. Compact size and power supply from a self-contained battery allow the usage of the irrigator while travelling. The battery is charged from the power supply (PS) or another source equipped with a USB-port and corresponding to the characteristics defined in the section "Technical characteristics".

Use of AQUAJET Irrigator by Children

Device usage by a child is allowed only under the surveillance of an adult who has thoroughly read this Operation Manual. Irrigator usage by children decreases the risk of dental diseases, facilitates oral care, and shortens oral hygiene time significantly in case of brace wearing. Children also often lack patience and diligence for thorough tooth cleaning, while the irrigator usage provides the best oral hygiene possible. Children may start using oral irrigator when they can use the toothbrush independently. Though correct usage of the oral irrigator cannot traumatize the oral cavity, pay a visit to the pediatric dentist before using the irrigator.

Device usage by a child is allowed only under the surveillance of an adult who has thoroughly read this Operation Manual. Infants and children without supervision should stay away from the device, as they might swallow the small parts of the device. Supervise children and infants carefully while the device is working.

SAFETY MEASURES

For safe device usage, carefully read this Operation Manual. Non-compliance with the section requirements may lead to hazards of various grades for the user and people around the user.

When using electric appliances, especially in the presence of children, always follow the general precautions mentioned below.

Do not handle the plug with wet hands. Before charging the device, check that the power supply cord is not damaged. This device is equipped with a built-in battery. Do not throw the device into the fire, do not heat it, do not use or leave it in rooms with high temperature.

Do not place the device into the water. Do not use it when bathing. Do not immerse the power supply into the water and do not wash it with water. The power supply cord should not touch hot or heating surfaces. If the device is not working, do not try to repair it. Contact authorized repair services. Do not leave the switched-on device unattended.

Use only the appliances which are intended for usage with this device and are described in this Operation Manual. Do not use accessories which are not recommended by the manufacturer. Do not insert foreign objects into the device holes. Use the device only for the oral care. Water head applied to eyes, nose, ears, or throat may lead to injuries. Do not use water with temperature exceeding 40°C for the device. Do not service and maintain the device while it is being used by the patient. Keep it away from the pets and pests to avoid the contamination by them. This device don't used with HF (High Frequency) surgical equipment at the same time. To avoid problem with the device, do not use the device near strong electromagnetic fields, radiated interference signal or electrical fast transient/burst signal. For example magnets, radio transmitters, microwave ovens. Portable RF communications equipment(including peripherals such as antenna cables and external antennas) should be used no closer than 30cm to any part of the dental oral irrigator, including cables specified by the manufacturer.

When disconnecting the power supply from the outlet, always hold the 2-3 sec. not the cord. After using the device, empty the container with leftover water and turn on the device for 2-3 sec. for complete drying.

Risks of Usage

This device is not intended for usage by people with limited physical, sensory, or mental abilities, or persons without required knowledge and experience. The device usage by such people is allowed only under the surveillance of the person responsible for their safety, with him providing clear instructions on the device operation. Make sure that children do not play with the device.

Contraindications: patients with periodontal abscesses and oral ulcers, persons who cannot operate the device independently. **Expected side effects:** no expected side effects detected.

Information on Installation and Room Requirements

Do not use the device in bathrooms, saunas, shower cabinets, and in rooms with aerosol dispersion. Do not leave, store or use the device in places where it can drop into water (bathroom, closet, etc.). Do not leave the device or its parts where they will be exposed to extreme temperatures or changes in humidity. For example, do not leave the device in a vehicle during warm or hot months, or where it will be exposed to direct sunlight.

Requirements to One's Qualification For Commissioning And Operation

Adults, who have read this Operation Manual.

BATTERY CHARGING

The device uses a battery intended for multiple charging and prolonged use. Before the first device use, the battery should be charged for 4 hours. During charging, the main unit slightly heats, but it is not a defect. Charge the battery at room temperature within the 15-35°C range. When charging the battery at a lower temperature, the device operating time may decrease, and at temperatures below 0°C charging may become impossible.

The manufacturer recommends using the PS (power supply) LD-N064 (included). Also, the included PS cord may be used for charge the device from any PS with a USB-port. Recommended parameters are described in the "Technical characteristics" section.

To charge the battery, insert one end of the PS cord into the port on the device back-panel and the other end of the cord into the PS USB-port . Insert the PS plug into the wall outlet (Fig. 5). The charging process is indicated by the blue indicator on the device . When the battery is fully charged, the indicator turns to green.

For electric safety, the device cannot operate and charge the battery simultaneously.

The battery is charged fully approximately within 4 hours. At full charge, the device may operate approximately 20 minutes on maximum power. Low battery charge status is indicated by a yellow light.

OPERATION PROCEDURE

The use of alcohol-containing liquids, liquids with suspensions, oily fluids, and other fluids not intended for usage in the irrigator may lead to irrigator failure!

The manufacturer recommends using filtered tap water for irrigation.

Internal parts of the new device may contain residues of distilled water, which was used for the device testing. This is not a defect and it is completely safe.

Nozzle Connection/Disconnection

The set includes 2 individual nozzles with colored rims. Choose the individual nozzle of a certain color for each family member. Use only your nozzle. Insert the nozzle into the device until it engages, so that the nozzle's guide aligns with the groove on the irrigator handle (Fig. 6). To disconnect the nozzle, press the disconnection button and pull the nozzle, holding it in the notch area (Fig. 7).

Recommendations for safe nozzle disconnection: 1. If the nozzle disconnects from the irrigator poorly or slides in your hand because of water, use a dry cloth. Wrap the nozzle with a non-rough dry cloth and repeat the disconnection procedure. 2. When disconnecting the nozzle from the irrigator, pull it WITHOUT rotation. Nozzle rotation may lead to its damage. *Additional nozzles may be purchased separately. Purchase only AQUAJET LD-SA01, AQUAJET LD-SA02 or AQUAJET LD-SA05 nozzles for this device.* The irrigator may be used with an included container or another water vessel.

Irrigator Use with the Included Container (Fig. 14)

Remove the connector . To do this, turn it clockwise, so that the indicator is in the "open" position and pull it down (Fig. 8). Insert the short tube plug into the jack in the lower part of the device (Fig. 9). Fill the container with warm water to the MAX level. Connect the container to the device (Fig. 10) and turn it counterclockwise, so that the indicator is in the "closed" position . The device is ready for use. Completely filled container lasts for 40 seconds of operation.

Do not use the device without water.

If the device is tilted too severely when using the container, the tube filter may escape the water, and water supply may stop.

Double Aqua Flow system – Irrigator Use with Other Vessels (Fig. 15)

Double Aqua Flow system (DAF) allows usage of any available storage basins or standard container.

If the container volume is not sufficient for you, the device may be used with other water vessels, e.g. a simple glass. To do this, insert the long tube plug into the jack on the connector back side if the connector is attached to the device (Fig. 11), or into the jack in the lower part of the device, if the connector is disconnected from the device (Fig. 9). Unwind the long tube and put the tube holder onto the vessel with warm water, so that the tube filter is just off the vessel's bottom (Fig. 12). The device is ready for use. Continuous operation time should not exceed 10 min.

During the first use, pour warm water into the container, put the mode switch into position (average pressure), so that the water fills all the device. The device will be ready for the first use when the water in the container is spent completely.

Check that the temperature of the fluid in the container does not exceed 40°C. Do not use hot fluids, as the oral mucosa is very sensitive and may be damaged by a hot solution.

Use

Bend over the sink. Bring the nozzle tip to the teeth or gums. Keep your mouth slightly opened, so that the water can pour into the sink. Direct the nozzle perpendicularly to farther teeth of the lower dental arch. Turn on the device, switching the mode switch to position (average pressure) or to position (strong pressure). Slowly and carefully, clean the interdental space for 4-5 sec., holding the jet near your gums. Then swipe the jet along the gum line near the tooth base to the next interdental space. Repeat the same movements as for the first interdental space (Fig. 16: dashed arrow indicates the place of water jet application, solid arrow – the nozzle movement direction).

You can stop the jet at any time, switching the mode switch into the position (off). Do not direct the jet directly into the gum pocket; try to hold the jet perpendicularly to the tooth line.

Perform the same procedure for all interdental spaces from external and internal sides of the lower tooth arch. Then repeat the procedure for external and internal sides of the upper tooth arch. (Fig. 17)

If artificial orthopedic structures are present in the oral cavity, their places of contact with gums, teeth, or other dental appliances should be rinsed with a jet more thoroughly. It is recommended to consult the dentist on the features of existing rising channels in these structures.

After 10 minutes of continuous operation, the device automatically turns off, and the green indicator starts flashing on and off. Do not use the device for at least 10 minutes to ensure cooling down of internal mechanisms.

Always empty the water from the container after using. This prevents bacteria from multiplying.

Switch off the device by switching the mode switch into the position (off), remove the nozzle, the container, and the tube. Rinse everything under warm tap water and wipe them with a dry cloth. For convenient storage and transportation, put the accessories into the included container and connect it to the main unit (Fig. 13).

BATTERY USE

Description: the device uses a rechargeable battery (RB) intended for prolonged use.

The RB operation period: 3 years in case of correct use.

RB maintenance: not required.

RB replacement: if necessary, RB replacement is performed only in authorized service centers. To access the RB, remove the mode switch, disconnect the connector, unscrew 3 screws in the lower part of the main unit (under stops), and pull out the internal part. RB type: 14500.

WARRANTY

The purchased device is warranted for 2 years from the date of sale. Faults detected during the warranty period will be repaired free of charge by a specialized service center within 21 business days from the date of device delivery to the service center. The costs for the defective device transportation are borne by Little Doctor Europe Sp. z o.o. a. (door-to-door service), except for faults that are not covered by the warranty. The party submitting the claim must properly prepare the device for shipment, protecting it from damage during transportation and enclose a completed warranty card (with the seller's stamp, date of sale and seller's signature) and proof of purchase (invoice or receipt). The warranty does not cover damages resulting from inadequate protection of the device during transportation. The warranty period is extended for the time the device is under repair. Post-warranty repair of the device is performed at the user's expense. The warranty does not cover the following: consumables and accessories for individual use (tubes, nebulizers, masks, mouthpieces, etc.); products with mechanical, thermal or chemical damage, or damage caused by violations of the rules specified in the operating instructions; products with signs of modification, opening and/or repair by an unauthorized service center (by an individual); products that have been connected to unrecommended power supplies or used with unrecommended consumables; products that have been operated with non-remedied defects; products that are defective through no fault of the manufacturer, such as: actions of third parties, natural phenomena and natural disasters, animals, insects, foreign objects or liquids entering the device, etc.; internal and external contamination, scratches, cracks, scrapes and other mechanical damage to the equipment occurring during its operation; products with illegible or altered serial numbers or a damaged warranty seal; batteries, glass parts, light bulbs, as well as operations such as adjusting, cleaning and other maintenance of the product. The buyer has the right to replace the device with a serviceable one if an authorized service center finds a manufacturing defect that cannot be eliminated or after 3 unsuccessful repairs of the same malfunction.

HANDLING, STORAGE, REPAIR, AND DISPOSAL

- It is recommended to clean the device after each use.
- Before cleaning the device, disconnect the PS cord. Regularly clean the device with a moist cloth. The container, tubes, and nozzles may be washed in the dishwashing machine. Do not use rough cloths, brushes or abrasive agents for device cleaning.
- Use only soft washing agents. Never use solvents, petrol, or alcohol, as they may lead to operation failures or damage to device parts.
- Preserve the device from direct sunlight and impacts.
- Do not store and do not use the device in close proximity to heating devices or open fire.
- Avoid device contamination.
- Avoid device contact with aggressive solutions.
- If necessary, repair the device only in authorized organizations.
- This device is equipped with lithium battery. Please, ensure that battery disposal is performed in the official receiving center, if one is present in your region.

Do not modify this equipment without authorization of the manufacturer. All major maintenance of the device must be performed by an authorized service of authorized representative or manufacturer!

The followings are maintenance and repair operations can be carried out by the operator, the manufacturer or the distributor.

Service and Maintenance

Change the tube	Operator
Change the applied part(nozzle)	Operator
Change the surface of the device	Operator
Change the PS and USB	Operator
Daily cleaning and disinfecting	Operator
All components which need to be repaired or changed via opening the device	Authorized representative or manufacturer!

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Model	LD-A3
Power consumption	5V, 500mA
Battery capacity	1000 mA/h
Battery life	approximately 3 years*
Water pressure:	
pressure regulator in position (average)	approximately 500 kPa
pressure regulator in position (strong)	approximately 900 kPa
Pressure regulation	2 positions (average, strong)
Water jet pulsation frequency	1500 pulses/min.
Maximal continuous operation time	10 min.
Time required for device to cool	at least 10 min.
Time of complete vessel volume usage	approximately 40 sec.
Package contents	main unit, connector, container, 2 nozzles AQUAJET LD-SA01, long tube with holder, short tube, power supply LD-N064, power supply cord, operation manual, warranty card, individual carton package.

Container capacity, minimum	160 ml.
Device operation conditions:	
ambient air temperature	from 10°C to 35°C
humidity	15% - 80% Rh
atmospheric pressure	from 86 to 106 kPa

Device storage and transport conditions:	
ambient air temperature	from minus 10°C to 40°C
humidity	15% - 95% Rh
atmospheric pressure	from 50 to 106 kPa
Noise level	no more 54** dB
Irrigator protection degree	IPX5
Power supply LD-N064 (included)	
Output voltage	5 V
Maximum load current	500 mA
Nominal voltage	100-240 V/50 Hz
Dimensions	54.5 (H) x 50 (W) x 215 (D) mm.
Weight (without package)	350 g
Year and month of manufacturing	indicated in the bottom of the unit body in a serial number after symbol "A" (first two digits - year, second two digits - month).

* Battery life depends on the operation and storage conditions.

** Measured by Little Doctor International (S) Pte. Ltd.

When the ambient temperature is 20°, keep the device at room temperature for more than 2 hours before usage when the device is moved from low temperature storage environment or high temperature. The revision date of this User Manual is on the last page as XX-XXXX-YYMM-NN, where YY is the year, MM is the month, and NN is the revision number.

Device manufacturing conforms to ISO 13485 international standard. The device is compliant with European Directive MDR (EU) 2017/745, requirements of IEC 60601-1, IEC 60601-1-2.

Symbols:

	Symbol for marking of electrical and electronics devices according to European Directive MDR (EU) 2017/745		Important: Read the manual
	IP protection class		When disposing of the device, consult your current regional regulations.
	Type B Applied part		Manufacturer.
	Electric shock protection class II		Medical Device
	Unique Device Identification		Importer
	Authorized Representative in the EU		
	Serial number.		

Indicator Lights:

Light color	Meaning
Green light	The battery is fully charged. Run normally
Green flashing	Automatic switching off. It takes 10 minutes to cool the device.
Yellow light	Low battery charge
Blue light	During charging process

TYPICAL FAILURES

Problem	Cause	Solution
The device does not work	Battery is discharged	Charge the battery
The compressor works, but the water does not flow	No water in the container Tube end is above the water level The tilt angle of the device is too big	Fill the container with water Pour additional water so that the tube end is in water Do not slope the device excessively
Water pressure is too low	Short/long tube's filter is clogged Long tube is twisted	Rinse the filter with tap water Straighten the long tube

If, despite the aforementioned recommendations, you cannot achieve device operability, stop its operation and contact the organization performing maintenance. Do not try to repair the irrigator by yourself. Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

INFORMATION ON THE MANUFACTURER AND DISTRIBUTORS

Manufactured under control and for Little Doctor International (S) Pte. Ltd. (7500A BEACH ROAD #11-313 THE PLAZA SINGAPORE 199591. Postal Address: Sengkan Central PO Box 960 Singapore 915411).

Manufacturer: Little Doctor Electronic (Nantong) Co. Ltd. (No. 8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, People's Republic of China).
 Little Doctor Europe Sp. z o.o. (57G Zawila Street, 30-390 Kraków, Poland, phone: +48 12 2684746, 12 2684747, fax: +48 12 268 47 53, e-mail: biuro@littledoctor.pl).

Little Doctor Europe Sp. z o.o., 57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland.

For more information please visit www.aquajet.sg

POL

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY UWAGNIE PRZECZYTAĆ MNIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ
Informacje dotyczące bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji obsługi opisano w następujących kategoriach:

Ostrzeżenie Wskazuje wymagania, których nieprzestrzeganie może doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia

Zabronione Wskazuje zabronione operacje i sposób postępowania z urządzeniem.

Ważne! Wskazuje zabronione operacje i sposób postępowania z urządzeniem.

GŁÓWNE CZĘŚCI

Nº rysunku	Tytuł	Nº rysunku	Tytuł
1.1	Końcówki (standardowa końcówka LD-SA01)	2.5	Wtyczka przewodu zasilającego
1.2	Przycisk mocujący/zwalniający końcówkę	3.1	Krótka rurka
1.3	Przełącznik trybu	3.2	Filtr krótkiej rurki
1.4	Wskaźnik	3.3	Pojemnik
1.5	Gniazdo wtykowe	4.1	Gniazdo złącza dla długiej rurki
1.6	Gniazdo do podłączenia źródła zasilania	4.2	Złącze
2.1	Złącze USB źródła zasilania	4.3	Długa rurka
2.2	Złącze USB przewodu zasilającego	4.4	Uchwyt długiej rurki
2.3	Wtyczka USB przewodu zasilającego	4.5	Filtr rurokowy
2.4	Przewód zasilający		

Korpus urządzenia oraz końcówki wykonane zostały z tworzywa ABS, pojemnik z polipropylenu. Końcówki przeszły testy na biogłówność (prawidłowe działanie substancji lub materiału w żywym organizmie). Ludziom wrażliwym na te tworzywa zaleca się ostrożne użytkowanie urządzenia.

AQUAJET I ZDROWIE JAMY USTNEJ

Przestrzeń pomiędzy zębami jest miejscem gromadzenia się i rozmnażania bakterii. Bakterie żyją w miękkiej płytce i w wyniku ich życiowej aktywności tworzy się kwas, który niszczy szkliwo zęba i prowadzi do zapalenia śluzówki dziąsła.

Korony, protezy dentystyczne i aparaty dentystyczne są trudne do czyszczenia, co powoduje gromadzenie się patogennych bakterii między krawędziami korony a rowkiem dziąsłowym. Prowadzi to do powstawania kamienia nazębnego i zapalenia błony śluzowej jamy ustnej.

Jeśli chodzi o opiekę stomatologiczną, większość ludzi kupia się na „bieli” zębów, nie przykładając wagi do zdrowego stanu dziąsła. Tymczasem, jeśli nie czyści się przestrzeni między zębami oraz rowka przyzębia (obszar między szyjką zęba a dziąsła), to dochodzi do stopniowego narastania płytki nazębnej, chorób dziąsła i uporczywego nieświeżego oddechu. Wraz z rozwojem zapalenia tkanki dziąsła stopniowo odsuwa się od zęba, dzięki czemu bakterie wnikały w głąb, aż do kości szczęki, których struktura również ulega destrukcji zapalnej. Z powodu zmniejszenia tkanki kostnej, również ubywa dziąsła - widoczne jest wydłużenie zębów, a uśmiech traci swą estetykę. Osłabienie wsparcia zębów przez dziąsła i szczęki ostatecznie prowadzi do utraty zębów.

Do leczenia i zapobiegania takim chorobom potrzebny jest irygator jamy ustnej AQUAJET. Specjalna koń

do urządzenia, az zatrzańie, aby prowadnica końcówki pokryła się z rowkiem na rękojści argiratora (rys. 6). Aby odłączyć końcówkę, nacisnąć przycisk zwalniający dyszę i pociągnąć końcówkę, przyciskując ją w okolicy wyścia (rys. 7).

Zalecenia dotyczące bezpiecznego odłączania końcówki:

- Jesli dysza nie daje się łatwo odłączyć od irygatora lub zsuwa się z dłoni z powodu wody, użyć suchej szmatki. Owinać końcówkę miękką szuścierczą i powtórzyć procedurę odłączania.
- Odłączając końcówkę od irygatora, należy ją ciągnąć BEZ obracania wokół osi. Obrót końcówki może ją uszkodzić.
- Dodatkowe końcówki można zakupić osobno. Należy kupować tylko końcówki AQUAJET LD-SA01, AQUAJET LD-SA02 lub AQUAJET LD-SA05 dla tego produktu.*

Irygator może być używany z pojemnikiem znajdującym się w zestawie lub z innym zbiornikiem na wodę.

Używanie irygatora z pojemnikiem wchodzącym w skład zestawu (rys. 14)

Wyjąć złącze **12**. Aby to zrobić, obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby wskaźnik **▲** znalazł się w pozycji („otwarte”)  i pociągnij w dół (rys. 8)

Włożyć wytłczkę krótkiej rurki **13** do gniazda w dolnej części urządzenia **15** (rys. 9). Napelnić pojemnik ciepłą wodą do oznaczenia MAX. Podłączyć pojemnik do urządzenia (rys. 10) i obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby wskaźnik **▲** znalazł się w pozycji „zamknięte” . Urządzenie jest gotowe do użycia.
Kalkowicie napelniony pojemnik jest zużywany w ciągu 40 sekund pracy.

 *Nie używaj urządzenia bez pny.*

 Jeśli urządzenie zostanie zbyt mocno przechycone podczas użytkowania z pojemnikiem, to filtr rury **32** może wyjść z wody, powodując zatrzymanie dopływu wody.

D2F Double Aqua Flow system – Wykorzystanie irygatora z innymi pojemnikami (rys. 15)

Double Aqua Flow (DAF) można stosować zarówno z dołączonym pojemnikiem jak i z każdym innym.

Jesli pojemność standardowego zbiornika nie spełnia Twoich oczekiwań dopuszczą się użycie innych pojemników na wodę np. szklanki. W tym celu należy włożyć rurkę do gniazda **12** z tyłu złącza **15**, a tyłu złącza jest podłączone do urządzenia (rys. 11), lub do gniazda w dolnej części urządzenia **15**, jeśli złącze jest odłączone od urządzenia (rys. 9).
Odwin długą rurkę **13** na dolny uchwyt rurki **14** na naczynie z wodą tak, aby filtr rurkowy **32** znajdował się tuż nad dnem naczynia (rys. 12).
Urządzenie jest gotowe do użycia.
Czas ciągłej pracy nie powinien przekraczać 10 min.

 *Uwzględnić, że temperatura cieplej w pojemniku nie przekracza 40 °C. Nie należy używać gorących płynów, ponieważ błona służąca jamy ustnej jest bardzo wrażliwa i może zostać uszkodzona gorącym roztworem.*

 Podczas korzystania po raz pierwszy, włącz ciepłą wodę do pojemnika, ustawij tryby w pozycji, aby woda wypełniła wszystkie wewnętrzne powierzchnie. Urządzenie będzie gotowe do pierwszego użycia, gdy woda w pojemniku zostanie całkowicie zużyta.

Użytkowanie

Pochyl się nad zlewem. Poprowadzić zakończenie końcówki do zębów lub dąsłek. Trzymaj usta lekko uchylone, aby woda spływała do zlewu. Skierować końcówkę prostopadłe do odchyleń zębów dolnego uzębienia. Włączyć urządzenie, przesuwając przełącznik trybu **15** do pozycji **●>** (średnia moc lub do **●●>** (duża moc).

Z pomocą powolnych ruchów, przez 4-5 sekund, czućć przestrzeń międzyzębową, trzymając strumień przy dąsłach. Następnie poprowadzić strumień wzdłuż linii dąsła w podstawy zębów, aż do następnej przerwy międzyzębowej. Powtórzyć ruchy dla pierwszej przestrzeni międzyzębowej (rys. 16, strzałka przerywana wskazuje miejsce, w którym uderza strumień wody, stała strzałka wskazuje kierunek rurki końcówki).

 Możesz zablokować strumień w dowolnym momencie, przesuwając przełącznik trybu na **●<** – Wylt.

Nie kierować strumienia pod kątem, bezpośrednio do kieszeni dąsła, należy utrzymywać strumień prostopadły do linii zębów.

Wykonać podobną procedurę po kolei z wszystkimi przestrzeniami międzyzębowymi od zewnętrznej i wewnętrznej strony dolnego uzębienia. Następnie powtórzyć procedurę dla zewnętrznej i wewnętrznej strony górnego uzębienia. (rys. 17)

Jesli w jamie ustnej znajdują się sztuczne struktury ortodontyczne, należy dokładnie zetrząć się z dąsłami, zębami lub innymi urządzeniami dentystycznymi. Polecam skonsultować się z dentystą o osobliwosciach funkcji istniejących kanałów mycia tych konstrukcji.

 Po 10 minutach nieprzerwanej pracy urządzenie wyłączy się automatycznie i zacznie migać zielony wskaźnik. Nie należy korzystać z urządzenia przez minimum 10 minut, aby mechanizmy wewnętrzne mogły się ochłodzić.

 Po użyciu zawsze opróżnić całkowicie pojemnik z wody. Zapobiega to rozmnożeniu się bakterii.

Wyłączyć urządzenie, przesuwając przełącznik trybu **15** w położenie **●<**, wyjąć końcówkę, pojemnik i rurkę. Spłukać wszystko pod bieżącą ciepłą wodą i wytrzeć suchą szmatką. Dla wygody przechowywania i transportu, dodać akcesoria do pojemnika z zestawu i przymocować go do jednostki głównej (rys. 13).

UŻYWANIE AKUMULATORA

Opis: Urządzenie wykorzystuje akumulator (A), przeznaczony do długotrwałego użytkowania.
Wytrzymałość akumulatora: 3 lata przy prawidłowym działaniu.
Konservacja akumulatora: nie wymaga

Zastąpienie akumulatora: w razie potrzeby wymiana akumulatora dokonywana jest wyłącznie w specjalistycznych cenach usług. Aby uzyskać dostęp do akumulatora, należy wyjąć przełącznik trybu, odłączyć złącze, odkręcić 3 śruby u dołu jednost-ki głównej (pod wytczkami) i wyciągnąć wewnętrzną część.
Model akumulatora: 14500.

WARUNKI GWARANCJI

Niniejsze urządzenie jest objęte 2-letnią gwarancją liczącą od dnia zakupu. Ujawnione w tym czasie wady fabryczne produktu będą uszane bezpłatnie przez wyspecjalizowany punkt serwisowy w terminie 21 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego. Koszt transportu reklamowanego sprzętu ponosi Little Doctor Europe (patrz. usługa door-to-door), z wyjątkiem zgłoszeń bezpodstawnych reklamacji (np. rozładowane baterie). Reklamację zobowiązany jest zabezpieczyć sprzęt na czas trans-portu, dołączając prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną (pieczęć sprzedawcy, data sprzedaży i podpis sprzedającego) i do-wód zakupu. Uszkodzenia powstałe wskutek niedostatecznego zabezpieczenia przesyłki nie podlegają gwarancji. Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w naprawie. Naprawy pogwarancyjne sprzętu dokonywane są na koszt użytkowni-ka. Początek okresu gwarancyjnego liczony jest od daty sprzedaży urządzenia, potwierdzonej dowodem zakupu. 12-miesięczną gwarancję objęte są silikonowe / gumowe elementy zestawu, takie jak mankiety ciśnieniometry, pompki-gruszki ciśnieniomierzy mechanicznych, zasilacze elektryczne itp. Akcesoria do indywidualnego użytkownika oraz materiały eksploatacyjne, tj. końcówki irygatorów, maseczki, ustniki, komory inhalacyjne etc. podlegają okresowej wymianie przez klienta na własny koszt i nie są objęte gwarancją. Gwarancja nie obejmuje: urządzeń jednokrotnego użycia i akcesoriów do użytku indywidualnego (rurki, rozpylacze, maseczki, końcówki itp.); produktów posiadających uszkodzenia mechaniczne, termiczne lub chemiczne albo uszkodzenia powsta-łe w wyniku użycia produktu niezgodnie z instrukcją obsługi; produktów posiadających ślady modyfikacji, demontażu i/lub na-prawy w nieautoryzowanym centrum serwisowym (np. przez osobę prywatną); produktów podłączanych do niezalecanych źródeł zasilania lub używanych razem z niezalecanymi akcesoriami; produktów, które wymagały naprawy, lecz były w dalszym ciągu uży-wane; produktów, które posiadały wady wynikłe nie z winy producenta, np. z powodu zymności osół trzędich, klej z wywoliowych, zwierząt, insektów, przedostania się obcych ciał lub wplynów do środka obudowy itp., wewnętrznych i zewnętrznych ubrudzeń, rys, pęknięć i innych uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku użytkowania; produktów posiadających niewidoczny lub zmie-niony numer seryjny oraz uszkodzone elementy gwarancyjne: elementy zasilania, skłanych detali, lampek i innych rodzajów ro-bót jak np. kalibracja, czyszczenie i inne rodzaje konserwacji produktu. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na wolny od wad w przypadku gdy: autoryzowany punkt serwisowy stwierdzi wady fabryczne, niemożliwą do usunięcia; w trakcie trwania gwarancji naprawa gwarancyjna nie została wykonana w terminie 21 dni roboczych od dnia przyjęcia urządzenia do obsługi serwi-sowej; po dokonaniu 3 nieskutecznych napraw tej samej usterki.

PIELĘGNACJA, PRZECZYŚCZANIE, NAPRAWA I UTYLIZACJA

- Po każdym użyciu zaleca się czyszczenie urządzenia.
- Przed czyszczeniem odłączyć przewód zasilający irygatora. Czyszcić urządzenie regularnie wilgotną ściereczką. Pojemnik, rurki i końcówki można myć w zmywarce. Do czyszczenia urządzenia nie używać szorstkich tkanin, szcetek ani ściernych środków czyszczących.
- Używać tylko łagodnych detergentów. Nigdy nie używać rozpuszczalników, benzenu lub alkoholu, ponieważ mogą one prowadzić do nieprawidłowego działania lub uszkodzenia części urządzenia.
- Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wstrząsów.
- Nie przechowywać, ani nie używać urządzenia w pobliżu grzejników lub otwartego ognia.
- Chronicz urządnie przed zabrudzeniem.
- Nie dopuszczać do kontaktu urządzenia z agresywnymi roztworami.
- W razie potrzeby naprawiać tylko w wyspecjalizowanych serwisach.
- To urządzenie jest wyposażone w akumulator litowy. Proszę upewnić się, że baterie zostały zutylistowane w oficjalnym punkcie odbioru, jeśli istnieje, w swoim kraju.

 *Bez zgody producenta nie wolno samodzielnie ingerować w konstrukcję urządzenia.*

Wszelkie poważniejsze naprawy mogą być wykonywane jedynie w autoryzowanych serwisach producenta.

Podział na rodzaje napraw/serwisowania, które można przeprowadzić samemu , bądź też mogą być wykonane jedynie przez autoryzowany serwis.

Naprawa i serwis	Uprawnione jednostki
Zmiana wężyka.	Użytkownik
Zmiana akcesoriów	Użytkownik
Zmiana pokrywy korpusu.	Użytkownik
Zmiana źródła zasilania(ścię/USB).	Użytkownik
Dziennie czyszczenie i dezynfekcja.	Użytkownik
Części, których naprawa lub serwisowanie wymaga rozbrajania urządzenia.	Autoryzowany serwis lub oficjalny przedstawiciel producenta.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	LD-A3
Zużycie energii	5V, 500mA
Pojemność akumulatora	1000 mA/godz
Okres użytkowania akumulatora	około 3 lat*
Cisnienie wody:	
Regulator naporu wody w położeniu ●> (średni)	około 500 kPa
Regulator naporu wody w położeniu ●●> (silyny)	około 900 kPa
Regulacja strumienia	2 położenia (średni, silny)

Częstotliwość pulsowania strumienia wody	1500 impulsów/min.
Maksymalny czas nieprzerwanego korzystania	10 min
Czas konieczny do schłodzenia urządzenia	nie mniej niż 10 minut
Czas wykrywania pełnej objętości zbiornika	w przybliżeniu 40 s
Zawartość zestawu	jednostka główna, złącze, pojemnik, 2x końcówka AQUAJET LD-SA01, rura długa z uchwytem, rura krótka, źródło zasilania elektrycznego LD-N064, przewód zasilacza energii, instrukcja obsługi, kupon gwarancyjny, indywidualne opakowanie z kartonem.

Pojemność pojemnika, nie mniej	160 ml.
Warunki pracy urządzenia: - temperatura otoczenia - wilgotność - ciśnienie atmosferyczne	od 10°C do 35°C 15% - 80% rh od 86 do 106 kPa

Warunki przechowywania i transportu urządzenia: - temperatura otoczenia - wilgotność - ciśnienie atmosferyczne	Od minus 10°C do 40°C 15% - 95% Rh od 50 do 106 kPa
Poziom hałas	Poniżej 54** dB
Stożenie ochrony irygatora	IPX5

Zasilacz LD-N064 (w zestawie)	5 V
Napięcie wejściowe	500 mA
Maksymalny prąd obciążenia	100-240 V/50 Hz
Napięcie znamionowe	54,5 (H) x 50 (W) x 215 (D) mm.
Wewnętrzne rozmiary	350 g
Waga (bez opakowania)	
Miejsąc i rok produkcji	zawarte są w numerze seryjnym urządzenia po symbolu «A», gdzie pierwsze cyfry oznaczają rok, kolejne dwie – miesiąc.

** Wytrzymałość akumulatora zależy od sposobu użytkowania oraz warunków przechowywania urządzenia.

** Dane uzyskane przez Little Doctor International (S) Pte. Ltd.
W przypadku poddania irygatora wpływom niskich lub wysokich temperatur przed uruchomieniem należy pozostawić urz-dzenie minimum 2 godziny w temperaturze pokojowej.
Urządzenie spełnia międzynarodową normę ISO 13485.
Urządzenie jest zgodne z dyrektywą europejską MDR (EU) 2017/745, wymaganiami IEC 60601 -1, IEC 60601 -1-2.

Objaśnienie symboli:

	Zgodność z Dyrektywą MDR (UE) 2017/745		Podczas utylizacji postępuj zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w twojej okolicy	
	Stopień ochrony IP		Producent.	
	Typ urządzenia B		Ważne: Przeczytaj instrukcję	
	Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym II		Numer seryjny.	
	Niepowtarzalny identyfikator urządzenia		Wyrób medyczny	
	Upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej		Importer	

Znaczenie kolorów diody	Znaczenie
Kolor diody	Bateria w pełni naładowana. Urządzenie gotowe do pracy.
Zielony	Zielony migający
Zielony migający	Zielony
Żółty	Niebieski
Niebieski	

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY W UŻYTKOWANIU

Problem	Przyczyna	Sposób rozwiązania
Urządzenie nie działa	- Akumulator jest wyczerpany - W pojemniku nie ma wody	- Naładować akumulator - Napelnić pojemnik wodą
Sprężarka działa, ale woda nie płynie	- Koniec rurki znajduje się powyżej poziomu wody - Przy zbyt dużym nachyleniu urządzenia krótka rurka znajduje się powyżej poziomu wody	- Dolać wodę, aby koniec rury znajdował się w wodzie - Nie przechylać urządzenia zbyt mocno
Zbyt niskie ciśnienie wody	- Filtr krótkiej / długiej rury jest zablokowany - Długa rurka jest skrócona	- Oplukać filtr pod bieżącą wodą - Wyprostuj długą rurkę

Jesli pomimo powyższych zaleceń nie możesz uruchomić urządzenia, przestań go używać i skontaktuj się z punktem serwi-sowym. Nie próbuj samodzielnie naprawiać irygatora.
Każdy poważny incydent związany z wroblem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskie-go, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

O PRODUKCIE, UPOWAŻNIONYM PRZEDSTAWICIELU I IMPORTERZE

Wykonany przez pod nadzorem i dla Little Doctor International (S) Pte. Ltd. (7500A BEACH ROAD #11-313 THE PLAZA SINGAPORE 199591).
Adres pocztowy: Senglang Central PO Box 960 Singapore 915411).
Producent: Little Doctor Electronic (Nantong) Co. Ltd. (No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, People's Republic of China).
Import: Little Doctor Europe Sp. z o. o. (ul. Zawila 576, 30-390 Kraków Polska, tel.: +48 12 2684746, 12 2684747, fax: +48 12 268 47 53, e-mail: biuro@littledoctor.pl).
Import: Little Doctor Europe Sp. z o. o. (ul. Zawila 576, 30-390 Kraków Polska).

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.aquajet.pl

HUN

A KÉSZÜKÉK HASZNÁLATA ELŐTT GONDOSAN OLVASSA EL EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÉS TARTSA MEG KÉSŐBB.

A jelen Használati utasításban található biztonsági információkat a következő kategóriák írják le:

-  **Figyelem**! Ezeken követelményeknél **jelöl**, amelyek, ha nem követik, személyi vagy tárgyi károkat okozhatnak.
-  **Fontos**! Jelzi a tiltott műveleteket és a készülék kezelését.
-  **Tilos!** Olyan kötelező intézkedéseket és utasításokat jelöl, amelyeket a biztonságos üzemeltetés érdekében szigorúan be kell tartani.

FŐ RÉSZEI

Nº ábra	Megnevezése	Nº ábra	Megnevezése
1.1	Fűvóka (2 db., LD-SA01 standard fűvóka)	2.5	Tápkábel csatlakozója
1.2	Fűvóka csatlakoztatási gombja	3.1	Rövid cső
1.3	Üzemmod kapcsoló	3.2	Rövid cső szűrője
1.4	Jelző	3.3	Vízirtató
1.5	Csőaljzat	4.1	Hosszú cső csatlakozó aljzata
1.6	Aljzat a tápegység csatlakoztatásához	4.2	Csatlakozó
2.1	Tápegység	4.3	Hosszú cső
2.2	USB tápcsatlakozó	4.4	Hosszú cső tartója
2.3	USB tápkábel csatlakozója	4.5	Hosszú cső szűrője
2.4	Tápkábel		

 A készülékház és a fűvókák ABS – műanyagból készül, a tartály polipropilénből. A fűvókákat biokompatibilisra tesztelték. Az ilyen anyagokkal szembeni fokozott érzékenységi személyeknek óvatosan kell használni a készüléket.

AQUAJET és A SZÁJÚREG EGÉSZÉSE

A fogak közötti tér – az a hely, ahol felhalmozódnak és elszaporodnak a baktériumok. A baktériumok nagy plakkbán heks és az általuk kiválasztott anyagok képezik a savas plakkot, amely tömörtesíti a fogamocant, ami tovább vezet az any gyulladásához. A koronák, fogpótlások és fogászati eszközök normál tisztításra nem nagyon kényelmi, ami okozza a patogén baktérium felhal-mozását a műfogaraj alja és az any közötti részben. Ez a fogók felhalmozódásához és az any gyulladásához vezet. Amikor a fogak gondozásáról van szó, a legjobb ember inkább a „fehér” fogakra összpontosít, nem tartja fontosnak az egészséges nyíról való gondoskodást. Közben, ha nem tisztítja a fogak közötti réseket és a periodontális redőket (a fog alja és az any közötti rész), ez a fogók fokozatos felhalmozódásához, az any gyulladásához és tartos rossz lehellethez vezet. A gyulladás folyamant feljlesztésének következtében az így fokozatosan távolodik a fogtól, ami lehetővé teszi a baktériumok melyebb beha-talását és ezek elériak az állkapocs csontot, amelynek szerkezete továbbá k-mi van téve a bakteriális fertőzésnek. A csontvesztés és az így csökkenő mta láthatóan meghosszabbodnak a fogak és a mosoly nem annyira esztétikus. Az állkapocs csont és az any csökkenő támogatása által a fogak tartása gyeüül, ami végeredményben a fog elvesztéséhez vezet. Az ilyen betegségés kezelése és megelőzése szükséges az AQUAJET szájuhány. A fűvóka speciális kialakítása biztosítja azt, hogy a vizsgárgé alja a fogkefe vagy a céma által elérhetetlen helyeket. Az erőteljes pulzáló vizsgárg lemossa ételmaradékokat, a lágy plakkot, megakadályozza a rejtett carious iürg kialakulását, masszírozza az ínyt és a teljes szájuregtet, ezzel javítja a vérke- ingést. Ez segít megelőzni a fogágy betegségét, az ingyulladását és a fogszuvasodást.

RENDELTERÉS

Az AQUAJET szájuhány rendeltetése a fogágy megbetegedés, az ingyulladás kezelése és megelőzése, a fogágy, a szá- nyálkahártya gyógykezeléses öntözése és masszázsa, valamint a fogpótlások (beletérve a koronákat, implantátumokat, protéziseket, fogszabályozó készülékeket) és a fogak közötti résék ápolása.

 *Az AQUAJET szájuhánieinek használata nem helyettesítheti teljesen a fogkefét. Használja az AQUAJET-et és az étkezés után, hogy lemossa az ételmaradékokat és mély innymasszázs biztosítson, majd a fogak tisztításához használjon fogkefét.*

 *A periodontális megbetegedések tanulmányozása szerint a fogköképződés korai szakaszai gyakran figyelmen kívül maradnak az egyéttelmelek hída nyitánál. Általában hajgák, hogy a betegség a súlyos állapotokba fejlődjön, az AQUAJET alkalmazása után így vérsé – a periodontális megbetegedés tünete, de az AQUAJET hosszú távu alkalmazása megakadályozza ezt a tünetet és lehetővé teszi az így egészségesebb állapotba való visszatérését. Ha a vérzés két hétnél tovább tart, forduljon a fogorvoshoz.*

Potenciális fogászatok: minden 2 évnél idősebb személy.

Funkcionális jellemzők: az erőteljes pulzáló vizsgárg segítségével a készülék lemossa ételmaradékokat a fogak közötti résokról és az elérhetetlen helyekről a szájuhányben, masszírozza az ínyt és javítja a vérkeringést. Biztosítja a fogpótlá- sok és koronák maximális ápolását, megakadályozza a korokozó mikroflóra és gyulladásos folyamatok kifelé fejlődésé a szájuhánykahrtya és a fogpótlások és a koronák közötti érintkezési helyében, ami nem érhető el más hagyományos módon.. Segít megelőzni a fogköképződést, és az ingyuladást és sok periodontális betegségét.

A kompakt méret és az akkumulátorból való energia lehetővé teszi, hogy a szájuhányt utazás közben használhassa. Az akkumulátort egy tápfórássól vagy egy másik US-csatlakozóval ellátott, a „Műszaki jellemzők” rész szerint meghatározott forrásból töltik fel.

 *A készülék gyermekek általi használata csak olyan felnőtt felügyelete mellett megengedett, aki alaposan elolvasta ezt a Használati utasítást.*

Az irrigátor gyermekek általi használata csökkenti a fogbetegségeket, elősegíti a szájuérg gondozását, és a tartóköznel viselésé során a szájhigiénia időtartamát többször is csökkenti. A gyermekek gyakran nem lehetneknek türelmesek a kitartással, hogy alaposan megkenik fogukat, és a szájuhány segítségével a szájuérgi higiénia legkényelmesebb módja lehet. A gyermekek elkezdhetnek szájuöntőrendszerrel alkalmazni a fogkefe önálló használatának megkezdésével.

Bár a szájuhány megfelelő használata nem okozhat sérülést a szájuérgben, az első alkalmazása előtt egy gyermekfogorvos- sal konzultálni.

 A készülék gyermekek általi használata csak olyan felnőtt felügyelete mellett megengedett, aki alaposan elolvasta ezt a Használati utasítást.

Ne hagyja a csecsemőket és a kisgyermeket a készülék közelében felügyelet nélkül, a készülék olyan apró al- ktrészeket tartalmaz, amelyeket a gyerekek lenyelhetnek. Biztosítsa a megfelelő kontrollt, ha a gyermekek vagy más felügyelet alatt álló más személyek a ki vagy bekapcsolt készülék mellett vannak.

ÖVINTÉZKEDÉSEK BETARTÁSA

A készülék biztonságos használata érdekében figyelmesen olvassa el ezt a Használati utasítást. A jelen rész követelményeinek való megfelelés elmulasztása a felhasználó és a környező emberek számára különböző mértékű veszélyes hatást eredményezhet.

Az elektromos készülék használatakor, különösen gyermek jelenlétében, mindig kövesse az alábbi felsorolt általános biztonsági előírásokat.

 Ne érintse meg nedves kézzel a hálózati csatlakozót. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a tápkábelben nincsenek sérülések. Ez a készülék a beépített akkumulátorral rendelkezik. Ne dobja tűzbe a készüléket, ne melegítse fel, ne használja és ne hagyja magas hőmérsékletű helyiségben.

 Ne helyezze a készüléket vízbe. Ne használja fürdés közben. Ne merítse a tápegységet vízbe és ne mossa le vízzel. A tápkábel nem lehet, hogy érintkezzen forró vagy fűtött felületekkel.

Ha a készülék nem működik, ne próbálkozzon azt megjavítani. Forduljon a szakműhelybe. Ne hagyja a bekapcsolt készüléket felügyelet nélkül.

A készülékkel csak olyan tartozékokat használjon, amelyek a készülékhez vannak rendeltetve és le vannak írva ebben a Használati utasításban. Ne használjon olyan tartozékokat, amelyek a gyártó által nem ajánlottak.

Ne helyezzen idegen tárgyakat a készülék nyílásiba.

A készülékkel csak szájpótlásokhoz használja. A szeme, ora, füle vagy toroka vagy toroknyál visznyomás sérülést okozhat.

Ne használjon vizet a készülékben, amelynek a hőmérséklete meghaladja a 40 °C fokot.

Ne kezelje a készüléket, amíg a bekapcsolja.

Tartsa távol a készüléket a hűtőszigeteltől és rovaroktól a fertőzés megelőzése érdekében.

Ez az eszköz nem használható egyidejűleg az HF (nagyfrekvenciás) elektrosztészi berendezésekkel.

Ne használja az eszközzel kapcsolatos problémák elkerülése érdekében az erős elektromágneses mezők, sugárzást vagy nanszekundum impulzus zaj közelében. Például, mágnesek, rádióadók, mikrohullámú sütők mellett.

A hardhozható rádiófrekvenciás kommunikációs berendezés (beletérve, a perferriákat, például, antennakábeleket és kü